

## Linola® sept Mund- und Rachenspülung Linola® sept Mouth and Throat Rinse

**Liebe Anwenderin, lieber Anwender, bitte lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung aufmerksam,** weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Medizinproduktes beachten sollen. Heben Sie diese Gebrauchsanweisung auf, vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen. Wenn Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

### Linola® sept Mund- und Rachenspülung DE – Gebrauchsanweisung –

**Corona-Prophylaxe durch physikalische Reduzierung der Virenlast im Mund- und Rachenraum.**

#### Anwendungsbereich

Linola sept Mund- und Rachenspülung

- zur physikalischen Reinigung
- zur Reduzierung der Virenlast der Mundhöhle und des Rachenraums.

#### Produktinformationen

Über die Mund- und Rachenschleimhäute dringen Coronaviren und andere Krankheitserreger in den Körper ein und vermehren sich schnell. Sie können sich dann im Körper ausbreiten und durch Tröpfchen beim Sprechen, Niesen oder Husten an weitere Personen übertragen werden.

Die in Linola sept Mund- und Rachenspülung enthaltenen oberflächenaktiven Substanzen lagern sich außen an die Viren an. Dadurch findet keine Bindung mehr zwischen den Viren und den menschlichen Zellen statt, sodass die Viren den Mund- und Rachenraum nicht mehr infizieren können. Durch das Gurgeln mit der Linola sept Mund- und Rachenspülung wird die Virenlast in der Mundhöhle und dem Rachenraum reduziert und das Risiko einer Übertragung der Coronaviren verringert. Das Produkt dient somit der Corona-Prophylaxe.

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung bietet keinen alleinigen Schutz vor einer Infektion mit Coronaviren.

Wir empfehlen die Anwendung zur Unterstützung der Corona-Prophylaxe ergänzend zu den bekannten Maßnahmen (AHA+L).

Klinisch getestet.

#### Anwendung

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung leicht aufschütteln und mittels Dosierkappe ca. 10–20 ml abmessen. Durch das Aufschütteln werden die Bestandteile der Mundspülung durchmischt, wodurch das Produkt aufschäumt. Die Spülung nicht verdünnen.

Für 60 Sekunden den Rachenraum gurgeln und die Mundhöhle spülen. Um die Schaumbildung zu reduzieren, abwechselnd zwischen Gurgeln im Rachen und Spülen im Mundraum wechseln.

Das Produkt nicht schlucken.

Den Mund- und Rachenraum nicht mit Wasser nachspülen.

Die Dosierkappe nach Benutzung reinigen.

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung 2- bis 3-mal täglich anwenden, insbesondere vor und nach Kontakten zur Reduzierung der Virenlast.

#### Mögliche Nebenwirkungen

In seltenen Fällen kann es zu vorübergehenden Symptomen wie Krabbeln oder Brennen auf der Zunge oder des Mundraumes kommen.

Wenn Sie weitere Nebenwirkungen beobachten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

#### Anwendungsbeschränkungen

Bei bekannten Allergien oder bei Allergieverdacht auf einen der Inhaltsstoffe darf die Linola sept Mund- und Rachenspülung nicht angewendet werden.

#### Wichtige Hinweise

Für Kinder ab 6 Jahre.

Alkoholfrei.

Bei Kindern und Personen, bei denen die Kontrolle über den Schluckreflex nicht gewährleistet ist, darf die Mund- und Rachenspülung nicht angewendet werden.

#### Aufbewahrung und Haltbarkeit

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Die Packung nicht über 25°C lagern.

Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate.

Das Verfalldatum ist auf der Lasche der Verpackung bzw. auf dem Etikett aufgedruckt.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Verwenden Sie die Linola sept Mund- und Rachenspülung nicht mehr nach diesem Datum.

#### Packungsgrößen

Die Linola sept Mund- und Rachenspülung ist als 375 ml Packung erhältlich.

#### Stand der Information

Januar 2021

#### Dear Patient,

**Please read the following package leaflet carefully,** it contains important information that you need to be aware of when using this medical device. Please keep this leaflet. You may wish to read it again later. If you have any further questions, consult your doctor or pharmacist.

### Linola® sept Mouth and Throat Rinse UK – Instructions for Use –

**Corona prophylaxis by physical reduction of viral load in the mouth and throat.**

#### Indications for use

Linola sept Mouth and Throat Rinse

- for physical cleansing
- for reducing the viral load in the oral cavity and throat.

#### Product information

Coronaviruses and other pathogens penetrate the body via the mouth and throat and reproduce quickly. They can then spread in the body and be transmitted to other people through droplets when talking, sneezing or coughing.

The surfactants contained in Linola sept Mouth and Throat Rinse adhere to the outside of the viruses. This means that the viruses cannot bind to the human cells and thus cannot infect the mouth and throat.

By gargling Linola sept Mouth and Throat Rinse, the viral load in the oral cavity and throat is reduced, minimising the risk of coronavirus transmission. The product is therefore intended for corona prophylaxis.

Linola sept Mouth and Throat Rinse does not provide protection against infection with coronaviruses on its own. We recommend using it to help with corona prophylaxis in addition to the well-known measures (personal hand hygiene, wearing a mask over the mouth and nose, social distancing, frequently ventilating rooms). Clinically tested.

#### Application

Shake Linola sept Mouth and Throat Rinse gently and use the dosing cap to measure approximately 10–20 ml.

Shaking mixes the ingredients in the mouth rinse causing the product to foam up.

Do not dilute the rinse.

Gargle in the throat and swirl around the mouth for 60 seconds.

Do not swallow the product.

Do not rinse out the mouth and throat with water.

Clean the dosing cap after use.

Use Linola sept Mouth and Throat Rinse 2 to 3 times a day, especially before and after contact, to reduce the viral load.

#### Possible side effects

Temporary symptoms such as tingling or burning on the tongue or in the mouth can occur in rare cases.

If you notice any other side effects, please consult your doctor or pharmacist.

#### Restrictions for use

In case of allergies or suspected allergies to any of the ingredients, Linola sept Mouth and Throat Rinse must not be used.

#### Important information

Can be also used by children over 6 years.

Does not contain alcohol.

The mouth and throat rinse must not be used in children and individuals who may not have control over their swallowing reflex.

#### Storage and shelf life

Store Linola sept Mouth and Throat Rinse out of the sight and reach of children.

Do not store above 25°C.

Shelf life once opened: 12 months.

The expiry date is printed on the flap of the outer packaging and/or on the label.

The expiry date refers to the last day of that month.

Do not use Linola sept Mouth and Throat Rinse after this date.

#### Pack sizes

Linola sept Mouth and Throat Rinse is available as a 375 ml pack.

#### Distributor in United Kingdom

Acdoco Limited  
Martens Road, Irlam, Manchester, M44 5AX  
Tel.: 0845 017 8000, Fax: 0845 017 8001  
E-mail: [info@acdoco.com](mailto:info@acdoco.com)

#### Date of revision of the text

January 2021

#### Hyvä käyttäjä,

**Lue tämä käyttöohje huolellisesti,** se sisältää tärkeitä tietoja tämän lääkinnällisen tuotteen käytöstä. Sinun tulee olla tietoinen niistä. Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen.

### Linola® sept suuvesi FI – Käyttöohjeet –

**Koronaviruksen ennaltaehkäisevä hoito vähentämällä fyysistä viruskuormaa suussa ja kurkussa.**

#### Käyttökohteet

Linola sept suuvesi

- fyysiseen puhdistamiseen
- viruskuorman vähentämiseen suuontelossa ja kurkussa.

#### Tuotetiedot

Koronavirukset ja muut patogeenit tunkeutuvat kehoon suun ja kurkun kautta ja lisääntyvät nopeasti. Tämän jälkeen ne voivat levitä kehossa ja tarttua muihin ihmisiin pisaroiden kautta puhuessa, aivastaessa tai yskiessä.

Linola sept suuveiden sisältämät pinta-aktiiviset aineet tarttuvat virusten ulkopintaan. Tämä tarkoittaa, että virukset eivät voi kiinnittyä ihmisoluihin, siten ne eivät pysty aiheuttamaan tartuntaa suussa ja kurkussa.

Kun Linola sept suuvettä kurlataan, suuontelon ja kurkun viruskuorma vähenee, mikä minimoi koronavirusstartunnan riskin. Tuote on siten tarkoitettu koronavirusen ennaltaehkäisevään hoitoon.

Linola sept suuvesi ei suojaa koronavirusinfektioilta yksinään.

Suosittellemme, että sitä käytetään osana koronavirusen ennaltaehkäisevää hoitoa yhdessä muiden tunnettujen toimenpiteiden kanssa (henkilökohtainen käsihygienia, suu- ja nenäsuojainten käyttäminen, etäisyyden pitäminen muihin ja huoneiden tuuletaminen usein).

Kliinisesti testattu.

#### Käyttö

Ravista Linola sept suuvesipulloa kevyesti ja mittaa mittakorkilla noin 10–20 ml annos.

Ravistaminen sekoittaa suuveiden ainesosat, mikä saa tuotteen vaahotoamaan.

Älä laimenna huuhdetta.

Kurlaa kurkussa yhden minuutin ajan ja huuhtelee suuontelo.

Älä niele tuotetta.

Älä huuhtelee suuta ja kurkua vedellä.

Puhdista mittakorkki käytön jälkeen.

Käytä Linola sept suuvettä 2–3 kertaa päivässä vähentääksesi viruskuormaa varsinkin ennen fyysistä kosketusta ja sen jälkeen.

#### Mahdolliset haittavaikutukset

Harvoissa tapauksissa saattaa ilmetä väliaikaisia oireita, kuten kielen tai suun kihelmöintiä tai polttelua.

Mikäli huomaat muita sivuvaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

#### Käyttörajoitukset

Linola sept suuvettä ei saa käyttää, jos käyttäjä on allerginen millekään sen sisältämälle ainesosalalle tai jos allergiasta on olemassa epäily.

#### Tärkeää tietoa

Vähintään 6-vuotiaille lapsille.

Ei sisällä alkoholia.

Lapset tai henkilöt, joilla on vaikeuksia hallita nielemisrefleksiään eivät saa käyttää tuotetta.

#### Säilyttäminen ja säilyvyys

Säilytä Linola sept suuvesi poissa lasten ulottuvilta ja näkyviltä.

Älä säilytä yli 25°C lämpötilassa.

Säilyvyys avattuna: 12 kuukautta.

Viimeinen käyttöpäivämäärä on merkitty ulkopakkauksen liuskaan ja/tai etikettiin.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa ilmoitetun kuukauden viimeistä päivää.

Älä käytä Linola sept suuvettä tämän päivämäärän jälkeen.

#### Pakkaukset

Linola sept suuvesi on saatavilla 375 ml pakkauksessa.

#### Maahantuoja

Sirova Finland Ltd Oy  
Miestentie 9 C  
Swing 1, 4 krs.  
02150 Espoo, FINLAND  
Puh.: +358 9 4155 3329  
E-mail: [fi.pharma@sirowa.com](mailto:fi.pharma@sirowa.com)  
[www.sirova.fi](http://www.sirova.fi)

#### Tekstin muuttamispäivämäärä

Tammikuu 2021

#### Till användaren

**Läs noggrant följande bruksanvisning,** eftersom den innehåller viktig information om vad du ska tänka på vid användning av denna medicintekniska produkt. Spara bruksanvisningen, för du kan behöva läsa den igen senare. Om du har frågor kan du vända dig till läkare eller apotekspersonal.

### Linola® sept Mun- och halssköljning SE – Bruksanvisning –

**Corona-profylax genom fysisk reducering av virusbelastningen i mun och svalg.**

#### Användningsområde

Linola sept mun- och halssköljning

- för fysisk rengöring
- för reducerad virusbelastning i munhålan och svalget.

#### Produktinformation

Coronavirus och andra patogener kommer in i kroppen genom slemhinnorna i munnen och halsen och förökas snabbt. De kan sedan spridas i hela kroppen och överföras till andra människor genom droppar när du pratar, nyser eller hostar.

De ytaktiva substanserna som finns i Linola sept mun- och halssköljning fäster på virusets utsida. Som ett resultat finns det inte längre någon bindning mellan virusen och de mänskliga cellerna, så att virusen inte längre kan infektera mun och hals.

Gurgling med Linola sept mun- och halssköljning minskar virusbelastningen i munhålan och svalget samt risken för överföring av coronavirus. Produkten används därmed som corona-profylax.

Linola sept mun- och halssköljning erbjuder inte ett heltäckande skydd mot infektion med coronavirus.

Vi rekommenderar användningen för att stödja corona-profylaxen utöver övriga kända åtgärder (AHA+L).

Kliniskt testad.

#### Användning

Skaka Linola sept mun- och halssköljning försiktigt och mät upp ca 10–20 ml med doseringslocket.

När du skakar blandas komponenterna i munsköljningen och produkten skummar.

Förtunna inte sköljningen.

Gurgla halsen 60 sekunder och skölj munhålan.

Svälj inte produkten.

Efterskölj inte mun och svalg med vatten.

Rengör doseringslocket efter användning.

Använd Linola sept mun- och halssköljning 2 till 3 gånger om dagen, särskilt före och efter kontakter för att minska virusbelastningen.

#### Eventuella biverkningar

I sällsynta fall kan tillfälliga symtom som stickningar eller sveda på tungan eller i munnen uppstå.

Om du upplever andra biverkningar bör du tala med din läkare eller ditt apotek.

#### Begränsningar av användningen

Vid kända allergier eller misstänkt allergi mot någon av ingredienserna får Linola sept mun- och halssköljning inte användas.

#### Viktiga anvisningar

För barn från 6 år.

Alkoholfri.

Mun- och halssköljningen får inte användas på barn och personer som inte kan kontrollera sväljreflexen.

#### Förvaring och hållbarhet

Förvara Linola sept mun- och halssköljning utom räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25°C.

Hållbarhet efter öppnande: 12 månader.

Utgångsdatumet är tryckt på förpackningens flik samt på etiketten.

Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Använd inte Linola sept mun- och halssköljning efter detta datum.

#### Förpackningsstorlekar

Linola sept mun- och halssköljning finns i 375 ml förpackning.

#### Distributör

Dr/Olöf Sweden AB  
c/o Rödl & Partner AB  
Drottninggatan 95A  
113 60 Stockholm, SVERIGE  
E-mail: [info@dr-wolff.se](mailto:info@dr-wolff.se)

#### Informationen uppdaterad

Januari 2021

**Vážená užívatelko/vážený užívateli, dáte uvedeně přibalové informace si prosím důkladně přečtete.** Obsahující důležité informace o tom, nač máte při aplikaci tohoto zdravotnického prostředku dbát. Tyto přibalové informace uchovejte. Možná si je budete chtít později znovu přečíst. V případě dotazů se prosím obraťte na svého lékaře nebo lékárnika.

### Linola® Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst – Pokyny k používání –

**Koronavírová profylaxe díky fyzikálnímu snížení virové nálože v ústech a krku.**

#### Indikace pro použití

Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst

- pro fyzikální čištění dutiny ústní
- pro snižování virové nálože v ústní dutině a krku.

#### Informace o přípravku

Koronaviry a další patogeny pronikají do těla ústy a hrdlem a rychle se množí. Poté se mohou šířit v těle a při mluvení, kýchání nebo kašláni přenášet kapenkami na další osoby. Povrchové aktivní látky obsažené v přípravku Linola Sept uplívají na povrchu virů. To znamená, že se viry pak nemohou vázat na lidské buňky a nemohou tak infikovat ústa a hrdlo.

Kloktáním roztoku Linola Sept se snižuje virová nálož v ústní dutině a krku, čímž se minimalizuje riziko přenosu koronaviru. Přípravek proto slouží jako koronavirová profylaxe.

Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst jako takový neposkytuje ochranu před koronavirovou infekcí. Doporučujeme používání přípravku jako profylaxe proti koronaviru spolu s dalšími dobře známými opatřeními (mytí rukou, nošení roušky, udržování bezpečné vzdálenosti od ostatních osob a časté větrání místnosti).

Klinicky testováno.

#### Použití

Roztok Linola Sept jemně protřepejte a pomocí dávkovacího víčka odměřte cca 10-20 ml.

Při protřepávání dochází k promísení přísad v roztoku a napěnění přípravku.

Roztok neředte.

Po dobu 60 sekund kloktejte v krku a vyplachujte ústní dutinu.

Přípravek nepolykejte.

Po použití ústa nevyplachujte vodou.

Po použití dávkovací víčko očistěte.

Pro snížení virové nálože, používejte Linola Sept roztok 2 až 3krát denně, obzvláště před a po osobním kontaktu.

#### Možné nežádoucí účinky

Ve vzácných případech se mohou objevit dočasné příznaky, jako je brnění nebo pálení na jazyku nebo v ústech.

Jestliže pozorujete další nežádoucí účinky, poraďte se prosím se svým lékařem nebo lékárníkem.

#### Omezení použití

Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst se nesmí používat při alergii nebo podezření na alergii na kteroukoliv složku přípravku.

#### Důležitá upozornění

Pro děti od 6 let věku.

Neobsahuje alkohol.

Roztok ke kloktání a vyplachování úst nesmí používat děti a jednotlivci, kteří nemají kontrolu nad polykacím reflexem.

#### Skladování a doba použitelnosti

Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Skladujte při teplotách do 25°C.

Doba použitelnosti po otevření: 12 měsíců.

Datum spotřeby je vytištěno na krabičce a/nebo na štítku.

Datum spotřeby se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst po tomto datu nepoužívejte.

#### Velikosti balení

Linola Sept roztok ke kloktání a vyplachování úst se prodává v balení o objemu 375 ml.

#### Distributor

APREMEDA s.r.o.  
Sirotkova 372/45  
616 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 544 500 617  
E-mail: [info@apremeda.cz](mailto:info@apremeda.cz)  
[www.linola.cz](http://www.linola.cz)

#### Datum revize textu

Leden 2021

#### Vážení užívatelia,

**pozorne si prečítajte tento príbalový leták,** pretože obsahuje dôležité informácie o tom, nač máte dbať pri používaní tohto medicínskeho prípravku. Tento príbalový leták si odložte. Neskôr si ho možno budete chcieť znovu prečítať. Ak máte ďalšie otázky, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

### Linola® Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst – Návod na použitie –

**Prevencia proti koronavírusu prostredníctvom fyzikálneho zníženia vírusovej nálože v ústnej dutine a hrdle.**

#### Oblasť použitia

Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst

- na čistenie ústnej dutiny
- na zníženie vírusovej nálože v ústnej dutine a hrdle.

#### Informácie o výrobku

Koronavírusy a iné patogény prenikajú do tela prostredníctvom úst a hrdla a rýchlo sa množia. Dokážu sa šíriť v tele a prenášať na iných ľudí prostredníctvom kvapôčok, keď rozprávate, kýchate alebo kašlete.

Povrchové látky obsiahnuté v roztoku Linola Sept sa prichytia na povrch vírusov. To znamená, že následne sa vírusy nedokážu naviazať na ľudské bunky a teda ani infikovať ústnu dutinu a hrdlo.

Kloktaním roztoku Linola Sept sa vírusová nálož v ústnej dutine a hrdle znižuje, a tým sa minimalizuje riziko šírenia koronavírusu. Tento výrobok preto slúži ako prevencia proti koronavírusu.

Len samotný roztok Linola Sept neposkytne ochranu pred nakazením sa koronavírusom.

Odporúčame ho používať ako prevenciu proti koronavírusu spolu so všeobecne známymi opatreniami (hygiena rúk, nosenie rúšok, udržiavanie vzdialenosti od ostatných a časté vetranie miestnosti).

Klinicky testované.

#### Spôsob použitia

Roztok Linola Sept jemne pretrepte a do dávkovacieho uzáveru nalejte približne 10-20 ml.

Pretrpaním sa zložky ústnej vody premiešajú a vytvorí sa pena.

Ústny roztok nezriedajte.

Kloktajte 60 sekúnd a potom vypláchnite ústnu dutinu.

Ústny roztok neprehltajte.

Ústa a hrdlo nevyplachujte vodou.

Dávkovací uzáver po použití opláchnite.

Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst používajte 2 až 3krát denne, najmä po kontakte s niekým alebo ešte pred ním, aby ste znížili vírusovú nálož.

#### Možné vedľajšie účinky

V zriedkavých prípadoch sa môžu objaviť dočasné vedľajšie účinky, ako sú mravčenie alebo pálenie na jazyku alebo v ústach.

Ak pozorujete akékoľvek ďalšie vedľajšie účinky, poraďte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom.

#### Obmedzenie používania

Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst nepoužívajte v prípade alergie alebo podozrenia na alergiu na ktorúkoľvek zo zložiek.

#### Dôležité upozornenia

Pre deti od 6 rokov.

Neobsahuje alkohol.

Ústny roztok sa nesmie používať u detí ani osôb, ktoré nedokážu dobre ovládať prehltací reflex.

#### Skladovanie a trvanlivosť

Roztok Linola Sept uchovávejte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávejte pri teplote do 25°C.

Trvanlivosť po otvorení: 12 mesiacov.

Dátum expirácie je vytláčeny na krabičke a/alebo na štítku.

Dátum expirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.

Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst nepoužívajte po tomto dátume.

#### Veľkosti balenia

Linola Sept roztok na kloktanie a vyplachovanie úst je dostupná v 375 ml balení.

#### Distribútor

APREMEDA s.r.o.  
Sirotkova 372/45  
616 00 Brno, ČESKÁ REPUBLIKA

Tel: +420 544 500 617

E-mail: [info@apremeda.cz](mailto:info@apremeda.cz)

[www.linola.sk](http://www.linola.sk)

#### Dátum poslednej revízie textu

Január 2021

#### Kedves Páciensünk!

**Kérjük, figyelmesen olvassa végig az alábbi Használati útmutatót,** amely fontos információkat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy mire kell ügyelnie ennek a gyógyszernek a használatkor. Őrizz meg ezt a használati útmutatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet. További kérdéseivel forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

### Linola® sept száj- és toroköblítő – Használati útmutató –

**Koronavírus-fertőzés megelőzése – a szájüregeben és torokban csökkenti a vírusfertőzést.**

#### Mire használható a készítmény?

Linola sept száj- és toroköblítő

- fizikai tisztításra
- a vírusfertőzés csökkentésére használat a szájüregeben és a torokban.

#### Termékinformációk

A koronavírusok és egyéb kórokozók a szájon és torkon át hatolnak be a szervezetbe és gyorsan szaporodnak. Ezt követően az egész szervezetben szétterjednek, és beszéd, tüszentes vagy köhögés során apró nyálcseppek révén másokra is átterjednek.

A Linola sept száj- és toroköblítőben levő felületaktív anyagok a vírusok külsejéhez tapadnak. Ez azt jelenti, hogy a vírusok nem képesek az emberi sejtekhez kapcsolódni, és ezáltal nem tudják megfertőzni a szájat és a torkot.

A Linola sept száj- és toroköblítővel történő gargarizálással a szájüregeben és torokban levő vírusfertőzés veszélye csökken, ezáltal a koronavírus átadásának kockázata is lecsökken. A készítmény tehát koronavírus-fertőzés megelőzésére is használható.

A Linola sept száj- és toroköblítő önmagában nem nyújt védelmet a koronavírus okozta fertőzés ellen.

A koronavírus-fertőzés megelőzése mellett javasoljuk a jól ismert intézkedések (személyi kézhigiéncia, szájat és orrot eltakaró maszk viselése, előírás szerű távolságtartás másoktól és helyiségek gyakori szellőztetése) betartását.

Klinikailag tesztelt.

#### Alkalmazás

Óvatosan rázza fel a Linola sept száj- és toroköblítőt, és a zárókupakkal mérjen ki hozzávetőlegesen 10-20 ml-t.

A felrázás összekeveri a szájöblítő összetevőit, ezáltal a termék felhabosodik.

Ne hígítsa a készítményt!

60 másodpercig gargarizálja a torkot és öblögesse a szájüreget.

A terméket tilos lenyelni.

Ne öblítse ki a szájüreget és a torkot vízzel!

Használat után tisztítsa meg az adagolókupakot!

A Linola sept száj- és toroköblítőt naponta 2-3 alkalommal alkalmazza, különösen másokkal történő érintkezés előtt és után a vírusfertőzés csökkentésére.

#### Lehetséges mellékhatások

Ritka esetben átmeneti tünetek – így bizsergő vagy égő érzés a nyelven vagy a szájban – előfordulhatnak.

Ha bármely más mellékhatást észlel, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez!

#### A készítmény alkalmazásának korlátozása

Az összetevők bármelyikére fennálló vagy feltételezett allergiás túlérzékenységek esetén a Linola sept száj- és toroköblítőt nem szabad alkalmazni.

#### Fontos tudnivalók

Gyermekek számára 6 éves kortól.

Nem tartalmaz alkoholt.

A száj- és toroköblítőt nem szabad alkalmazni gyermekeknél és olyan személyeknél, akik esetlegesen nem urai nyelési reflexüknek.

#### Tárolás és lejárati idő

A Linola sept száj- és toroköblítő gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Felbontás után eltartható: 12 hónapig.

A lejárati idő megtalálható a csomagolás fedelén és/vagy a címkéjén.

A Linola sept száj- és toroköblítőt a lejárati időn túl ne használja!

#### Kiszerezések

A Linola sept száj- és toroköblítő 375 ml-es kiszerezésben kerül forgalomba.

#### Forgalmazza

Medimprove Kft.

2100 Gödöllő

Szkíta krt.10.

E-mail: [info@medimprove.hu](mailto:info@medimprove.hu)

#### A szöveg ellenőrzésének dátuma

2021. január

#### Bestandteile | Ingredients | Ainesosat |

#### Ingredienser | Složení | Zloženie | Összetevők

Aqua, Sorbitol, Xylitol, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Lauryl Sulfate, Cellulose Gum, Hydroxyapatite, Phenoxyethanol, Zinc PCA, Sodium Benzoate, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Phosphoric Acid, Sodium Saccharin, Sodium Myristoyl Sarcosinate, Lactoferrin, Sodium Hyaluronate, Aroma, Benzyl Alcohol.

#### Hersteller | Manufacturer | Valmistaja |

#### Tillverkare | Výrobce | Výrobca | Gyártó

Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel

Sudbrackstraße 56

33611 Bielefeld, GERMANY

Tel.: +49 521 8808-05, Fax: +49 521 8808-334

E-mail: [aw-info@drwolffgroup.com](mailto:aw-info@drwolffgroup.com)

[www.linola.com](http://www.linola.com)

#### Medizinprodukt | Medical device |

#### Lääketieteellinen tuote | Medicinteknisk produkt |

#### Zdravotnický prostředek | Medicínsky prípravok |

#### Gyógyszerészeti segédeszköz



(DE) Bedeutung der Symbole auf dem Umkarton und dem Etikett: (UK) Meaning of the symbols on the carton and label: (FI) Ulkopakkauksen ja etiketin symbolien merkitys: (SE) Betydelsen av symboler på ytterkartong och etikett: (CZ) Význam symbolů na krabičce a štítku: (SK) Význam symbolov na krabičke a štítku: (HU) A külső csomagoláson és a címkén található jelek jelentése:					
Chargenbezeichnung	Verwendbar bis	CE-Kennzeichen	Gebrauchsanweisung beachten	Lagerung nicht über 25°C	Hersteller
Batch number	Best before	CE marking	Follow the instructions for use	Do not store above 25°C	Manufacturer
Eränumero	Viimeinen käyttöpäivä	CE-merkintä	Noudata käyttöohjeita	Säilytä alle 25 °C lämpötilassa	Valmistaja
Satsnummer	Används före	CE-märkning	Se bruksanvisningen	Förvaras vid högst 25 °C	Tillverkare
Označení šarže	Použitelné do	Značka CE	Dodržujte návod k použití	Neskladujte při teplotách nad 25 °C	Výrobce
Označenie šarže	Použitelné do	Označenie CE	Rešpektujte návod na použitie	Neuchovávajte pri teplotách nad 25 °C	Výrobca
A gyártási tétel száma	Felhasználható	CE-jelölés	Tartsa be a használati útmutatót	Tárolás max. 25 °C-os hőmérsékleten.	Gyártó